

## پروتکل استخراج DNA از بافت

### نکات مهم:

- بافرها و محلول های موجود در این کیت حاوی مواد مضر هستند و هنگام کار با آنها حتماً از دستکش و روپوش آزمایشگاهی استفاده نمایید.
- به مواد دور ریختنی این کیت به هیچ عنوان محلول های اسیدی یا آب ژاول اضافه ننمایید.
- در صورتی که در طی نگهداری کیت بویژه در دماهای پایین در بعضی از بافرها رسوبی دیده شود، با انکوباسیون ظرف مربوطه در دمای  $60^{\circ}\text{C}$ ، رسوبات را حل کنید.
- ویال حاوی پروتئیناز K را در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  نگهداری کنید.
- به محلولهای شست و شوی یک و دو (Wash Buffer I & II) به ترتیب 20ml و 40ml اتانول خالص اضافه نمایید.
- دستگاه ترموبلاک یا بن ماری را روی دمای  $55^{\circ}\text{C}$  تنظیم نمایید.
- اطمینان حاصل کنید که به محلول های شست و شو اتانول اضافه کرده‌اید.
- 1- بافت (تا 15mg) را با استفاده از یک تیغ تمیز به قطعات کوچک تقسیم کنید و آن را داخل میکروتیوب 1.5ml قرار دهید.
- 2- به میکروتیوب حاوی نمونه به ترتیب 200 $\mu\text{l}$  از محلول **Lysis Buffer** و 10 $\mu\text{l}$  پروتئیناز K اضافه نمایید. میکروتیوب را ورتکس کرده و پس از اسپین مختصر در دمای  $55^{\circ}\text{C}$  قرار دهید ( میزان انکوباسیون برحسب نوع بافت از ۲ ساعت تا یک شبانه روز متغیر است و تا هضم کامل بافت ادامه می‌یابد ).  
\*در صورت نیاز مقدار 3 $\mu\text{l}$  آنزیم RNase A به عصاره بافتی اضافه نمایید و ۱۰ دقیقه در دمای  $55^{\circ}\text{C}$  قرار دهید.
- 3- ترموبلاک را روی  $70^{\circ}\text{C}$  تنظیم نمایید و مقداری از **Elution Buffer** را در این دما قرار دهید و در انتها از این بافر گرم برای جداسازی DNA از ستون استفاده نمایید.
- 4- بعد از هضم کامل بافت، به عصاره بافتی حاصل، 200 $\mu\text{l}$  از محلول **Binding Buffer** و 10 $\mu\text{l}$  پروتئیناز K اضافه نمایید. میکروتیوب را ورتکس و اسپین مختصر نموده و برای مدت ۱۵ دقیقه در  $70^{\circ}\text{C}$  قرار دهید.
- 5- به میکروتیوب حاوی عصاره بافتی 200 $\mu\text{l}$  اتانول خالص اضافه کرده و پس از ورتکس و اسپین مختصر، کل محلول را به ستون های استخراج DNA اضافه نمایید.
- 6- نمونه‌ها را با دور 10000 rpm برای مدت یک دقیقه سانتریفیوژ نمایید.
- 7- لوله جمع‌آوری کننده را دور انداخته و ستون استخراج را روی یک لوله جمع‌آوری کننده دیگر قرار دهید.
- 8- به ستون 500 $\mu\text{l}$  محلول **Wash Buffer I** اضافه نمایید. مشابه مرحله قبل در 10000 rpm برای یک دقیقه سانتریفیوژ نمایید.
- 9- لوله جمع‌آوری کننده را دور انداخته و 500 $\mu\text{l}$  محلول **Wash Buffer II** به هر ستون اضافه نمایید. لوله‌ها را در 10000 rpm برای یک دقیقه سانتریفیوژ نمایید. سپس برای ۲ تا ۳ دقیقه دیگر در دور بالا (14000 rpm) سانتریفیوژ نمایید.
- 10- لوله جمع‌آوری کننده را دور انداخته و ستون را داخل میکروتیوب 1.5ml قرار دهید. با دقت 50-100 $\mu\text{l}$  از محلول **Elution Buffer** گرم را به وسط ستون اضافه نمایید.
- 11- در ستون ها را بسته و برای ۲ تا ۵ دقیقه در دمای  $70^{\circ}\text{C}$  قرار دهید و سپس به مدت یک دقیقه در دور 12000 rpm سانتریفیوژ نمایید.
- 12- DNA حاصل را می‌توانید در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  نگهداری نمایید.